



Kam

Arkivet över bildmaterial

Ibruktagningsprov och förberedelser

Fpa



to


Innehåll

- Ibruktagningsprov för Arkivet över bildmaterial
- Praktiska arrangemang före ibruktagningsprovet
- Testfall: arkivering och läsning
- Sammandrag

Vad innebär ibruktagningsprovet?

- En tidsmässigt avgränsad, kontrollerad och planerad provsituation
- Med hjälp av ibruktagningsprovet säkerställs systemhelhetens tekniska produktionsberedskap vad gäller
 - arkivering av de bilddiagnostiska handlingarna
 - och bilderna samt
 - läsning av bilderna.

Ibruktagningsprov för Arkivet över bildmaterial



Ibruktagningsprov för Arkivet över
bildmaterial

Förberedelser för ibruktagningsprovet



Förberedelser för ibruktagningsprovet 1/2

- Fpa
 - Ger stöd och handledning i frågor som rör ibruktagandet och ibruktagningsprovet
 - Bokar ett gemensamt möte före ibruktagningsprovet
 - Skickar inbjudan till ibruktagningsprovet
 - Levererar testpatienter i 900-serien, med vilka ibruktagningsprovet utförs
 - Förbereder för egen del öppnandet av dataförbindelser

Förberedelser för ibruktagningsprovet 2/2

- Ibruktagningsprojektet och den ibrukttagande organisationen
 - Bekantar sig med testfallen och anvisningarna på förhand
 - Gör förberedelser enligt anvisningarna för testpatienterna
 - Reserverar tillräckliga resurser
 - Nödvändig expertis i organisationen, hos systemleverantörerna och på Fpa, personer med sakkunskap om dataförbindelserna samt den personuppgiftsansvariges Kanta-arkivarie
 - Bokar modalitet och erforderlig yrkesutbildad person för bilddiagnostikhändelsen
 - Protokollförare

Ibruktagningsprov för Arkivet över
bildmaterial

Testfall



Arkivering, DICOM

- Arkiveringens basprocess
 - 1) Begäran om undersökning 2) Undersökningen utförs 3) Utlåtande om undersökningen
 - Slutresultat: De bilddiagnostiska handlingarna har arkiverats korrekt i Patientdataarkivet och bilderna i Arkivet över bildmaterial
- Ändringshantering
 - En bild raderas från undersökningen
 - Undersökningen överförs till en annan servicehändelse
 - ADT-meddelande – personbeteckningarna kombineras
 - Slutresultat: All ändringshantering arkiveras korrekt och enhetligt i Patientdataarkivet och Arkivet över bildmaterial
- Undersökningarna makuleras och bilderna raderas
- Rapport om ibruktagningsprovet till Fpa

Läsning, XDS

- Normal sökning
 - Testpatientens bilder och de bilddiagnostiska handlingarna hämtas på bildvisaren
 - Slutresultat: Testpatientens bilddiagnostiska handlingar och bilderna från undersökningarna kan ses på bildvisaren
 - Rapporteras: antalet bilddiagnostiska handlingar och bilder efter sökning
- Nödsökning
 - Testpatientens bilder och bilddiagnostiska handlingar hämtas på bildvisaren genom användning av nödsökning
 - Slutresultat: Testpatientens bilddiagnostiska handlingar och bilderna från undersökningarna kan ses på bildvisaren
 - Rapporteras: antalet bilddiagnostiska handlingar och bilder efter nödsökning
- Rapport om ibruktagningsprovet till Fpa

Sammandrag

- Fpa ger stöd och handledning i frågor som gäller ibruktagandet
- Ibruktagningsprov för Arkivet över bildmaterial:
 - Med dess hjälp säkerställs systemhelhetens tekniska produktionsberedskap
 - Kräver praktiska arrangemang på förhand
 - Utförs med testpersonbeteckningar i 900-serien som fås från Fpa
 - Består av testfall för arkivering och läsning, vilka även kan utföras som självständiga avsnitt
- Rapport levereras till Fpa
- Särskild överenskommelse med Fpa om inledande av användning för produktion

Frågor om ibruktandet
av tjänsten samt stöd
och handledning
kanta@kanta.fi

Frågor om hälso- och
sjukvårdens
verksamhetsmodeller,
dokumentation, plan för
egenkontroll
sotetiedonhallinta@thl.fi

Kanta



Håll dig och
organisationen ajour i
Kanta-ärenden:

- [Kanta.fi-sidorna](https://www.kanta.fi)
- Beställ [Kanta nyhetsbrev](#)
- Delta i [utbildningar](#) som Kanta-tjänsterna ordnar

Tack!

